

[Ko 검증됨] Wb 및 Elisa용 Anti-Strap Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y3F4

품목 번호: CM0021495

소개

이 KO 검증된 anti-STRAP 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA를 통해 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 STRAP을 검출합니다. 스플라이소좀 snRNP 조립, TGF-beta 신호전달 및 PDPK1 조절에 대한 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] STRAP Rabbit pAb
비고/별칭	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
종	인간
GeneID (인간)	11171
GeneID	11171
면역원	인간 STRAP (NP_009109.3)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3F4
단백질 무게	38kDa
배송	아이스백