

[Ko 검증 완료] Wb, Elisa용 Anti-Sugp2 토끼 다클론 항체 - Q8Ix01

품목 번호: CM0022088



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 인간 SUGP2(SFRS14) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 SUGP2를 검출하며, 예측 분자량은 120 kDa입니다. mRNA 스플라이싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] SUGP2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	SFRS14; SRSF14; P2
종	인간
유전자 ID(인간)	10147
면역원	인간 SUGP2(NP_055699.2)의 아미노산 500~700번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8IX01
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스팩