

[Ko 검증] Suz12 Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, If/Icc, Ip, Elisa용) - Q15022

품목 번호: CM0030892



소개

인간 SUZ12(PRC2 복합체의 핵심 구성 요소)를 표적으로 하는 KO 검증 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] SUZ12 토끼 pAb
비고/별칭	CHET9; IMMAS; JAZI; 12
종	인간
GeneID (인간)	23512
GeneID	23512
면역원	인간 SUZ12 (NP_056170.2)의 아미노산 470-739에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15022
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백