

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tfap4 폴리클로날 항체 - Q01664

품목 번호: CM0020775

소개

TFAP4 (AP-4, bHLHc41)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 반응합니다. CAGCTG 모티프 결합을 통한 전사 조절 연구에 이상적입니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] TFAP4 Rabbit pAb
비고/별칭	AP-4; bHLHc41; P4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7023
GeneID	7023
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 TFAP4 (NP_003214.1)의 아미노산 200-338 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q01664
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백