


[Ko 검증됨] Wb & Elisa용 Anti-Tlk2 폴리클로날 항체 - Q86Ue8

품목 번호: CM0028276



소개

인간 TLK2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 TLK2를 인식하며, 이는 크로마틴 조립 및 DNA 손상 반응에 관여하는 세린/트레오닌 키나제입니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] TLK2 Rabbit pAb
비고/별칭	HsHPK, MRD57, PKU-ALPHA, K2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11011
유전자 ID	11011
면역원	인간 TLK2 (NP_006843.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q86UE8
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)