

[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Tmed10 다클론 항체 - P49755

품목 번호: CM0020727

소개

TMED10 (TMP21/p23)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 소포체-골지 소포 수송 및 카고 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] TMED10 토끼 pAb
비고/별칭	p23; TMP21; p24d1; S3H125; Tmp-21-I; S3IH125; P24(DELTA); 10
종	인간
유전자 ID (인간)	10972
면역원	인간 TMED10 (NP_006818.3)의 아미노산 35-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49755
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백