


[Ko 검증됨] Wb 및 Elisa용 Anti-Trim21/Ss-A Rabbit Monoclonal Antibody - P19474

품목 번호: CM0005836



소개

사람 TRIM21/SS-A (Ro52, SSA1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐와의 교차반응성을 보입니다. E3 유비퀴틴 리가제 기능, 자가포식, 자가면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] TRIM21/SS-A Rabbit mAb
비고/별칭	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
종	사람
유전자 ID (사람)	6737
유전자 ID	6737
면역원	사람 TRIM21 (NP_003361.1)의 아미노산 86-334에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐
SWISS	P19474
단백질 분자량	54 kDa
배송	아이스백