


[Ko 검증] Ttc11/Fis1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - Q9Y3D6

품목 번호: CM0002648



소개

KO 검증된 TTC11/FIS1 대항 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 분열 및 세포사멸 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] TTC11/FIS1 Rabbit mAb
비고/별칭	TTC11; CGI-135; S1
종	사람
GeneID (사람)	51024
GeneID	51024
면역원	사람 TTC11/FIS1 (NP_057152.2)의 아미노산 1-122에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3D6
단백질 분자량	17 kDa
배송	아이스백