


[Ko 검증 완료] Wb 및 Elisa용 항-Ttc11/Fis1 토끼 다클론 항체 - Q9Y3D6

품목 번호: CM0019721



소개

인간 TTC11/FIS1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 분열, 세포자살, 퍼옥시좀 분열 연구에 적합합니다. 유전자 ID: 51024.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] TTC11/FIS1 토끼 pAb
비고/별칭	TTC11; CGI-135; S1
종	인간
유전자ID (인간)	51024
유전자ID	51024
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3D6
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백