

Wb 및 Elisa용 Ko 검증 Anti-Txndc9 폴리클로날 항체 - O14530

품목 번호: CM0019206

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 KO 검증 TXNDC9 폴리클로날 항체입니다. TCP1 샤페로닌 ATPase의 음성 조절 인자인 인간, 마우스, 랫트 TXNDC9를 검출합니다. 단백질 접힘 및 세포골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] TXNDC9 Rabbit pAb
비고/별칭	APACD; PHLP3; C9
종(Species)	Human
GeneID (Human)	10190
GeneID	10190
항원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 TXNDC9 (NP_005774.2)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O14530
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)