


[Ko 검증] Anti-Vat1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q99536

품목 번호: CM0020639



소개

KO 검증된 VAT1에 대한 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트에서의 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 퀴논 산화환원효소 기능, 지질 수송, 미토콘드리아 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] VAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	VAT1; T1
종	인간
유전자 ID (인간)	10493
면역원	인간 VAT1 (NP_006364.2)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99536
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩