

[Ko 검증 완료] Wb, If-P, Elisa용 항-βIII-튜불린 토끼 다클론 항체 - Q13509

품목 번호: CM0024272



소개

βIII-튜불린(TUBB3)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 인식하며 축삭 유도, 미세소관 동역학 및 종양 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] βIII-튜불린 토끼 pAb
비고/별칭	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; in
종	인간
유전자ID (인간)	10381
유전자ID	10381
면역원	인간 βIII-튜불린/β3-튜불린 (NP_006077.2)의 아미노산 40-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13509
단백질 분자량	50kDa
배송 방법	아이스백