


Ko 검증된 Anti-Vrk1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q99986

품목 번호: CM0025294



소개

인간 VRK1에 대한 KO 검증된 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 세포 주기 및 DNA 손상 반응에 관여하는 세린/트레오닌 키나제인 인간, 마우스 및 랫트 VRK1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] VRK1 Rabbit pAb
비고/별칭	PCH1, PCH1A, K1
종	인간
GeneID (Human)	7443
GeneID	7443
면역원	인간 VRK1의 아미노산 257-396 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_003375.1).
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q99986
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백