

[Ko 검증됨] Wb, Ihc-P, Elisa용 Wstf 토끼 다클로날 항체 - Q9Uig0

품목 번호: CM0029055



소개

사람 WSTF (BAZ1B, WBSCR9)에 대한 KO 검증된 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 랫트와 반응합니다. 타겟은 크로마틴 리모델링, DNA 복구 및 전사 조절에 관여하는 티로신 단백질 키나제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] WSTF 토끼 pAb
비고/별칭	WSTF; WBSCR9; WBSCR10; TF
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	9031
GeneID	9031
면역원	재조합 단백질/사람 WSTF (NP_115784.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q9UIG0
단백질 분자량	171kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)