


[Ko 검증 완료] Anxa1 토끼 다클론 항체 - P04083

품목 번호: CM0018550



소개

KO로 검증되었으며 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합한 Annexin A1(ANXA1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 염증 및 면역 조절에 관여하는 표적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] ANXA1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ANXI; LPCI; A1
종	사람
GeneID(사람)	301
GeneID	301
면역원	재조합 단백질/사람 ANXA1(NP_000691.1)의 아미노산 1-346번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P04083
단백질 중량	39kDa
배송	아이스팩