


[Ko 검증] Cdk5 Rabbit Monoclonal Antibody - Q00535

품목 번호: CM0008793



소개

인간 CDK5에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트의 CDK5를 인식합니다. 신경 발달, 분화, 세포자멸사 연구에 적합합니다 - Q00535.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] CDK5 Rabbit mAb
비고/별칭	LIS7; PSSALRE
종	인간
GeneID (Human)	1020
GeneID	1020
면역원	재조합 단백질 인간 CDK5의 아미노산 92-289에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_004926.1)
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q00535
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백