

Ko 검증 완료 Cdk7 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P50613

품목 번호: CM0017844



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 적합한 KO 검증 완료 CDK7 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 CDK7을 인식합니다. 세포주기 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CDK7 토끼 pAb
비고/별칭	CAK; CAK1; HCAK; MO15; STK1; CDKN7; p39MO15; K7
종	인간
유전자 ID (인간)	1022
유전자 ID	1022
면역원	재조합 단백질 인간 CDK7 (NP_001790.1)의 아미노산 211-346번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50613
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백