

[Ko 검증] 절단된 가스더민 E (N-말단) 래빗 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - O60443

품목 번호: CM0011253



소개

인간 가스더민 E(GSDME/DFNA5)의 절단된 N-말단 단편을 인식하는 검증된 래빗 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 파이로프토시스 및 종양 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[Ko 검증] 절단된 가스더민 E (N 말단) 래빗 mAb
비고/별칭	DFNA5, ICERE-1
종	인간
유전자 ID (인간)	1687
유전자 ID	1687
면역원	인간 가스더민 E의 Asp270 주변 잔기에 상응하는 합성 펩타이드
원천	래빗
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60443
단백질 분자량	11 kDa/35 kDa/55 kDa
배송	아이스백