


## [KO 검증 완료] Erk2 토끼 다클론 항체, Wb·if/Icc·elisa 적용 - P28482

품목 번호: CM0015847



### 소개

인간 ERK2(MAPK1)에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드 ERK2를 검출합니다. 세포 성장, 분화 및 암 연구에서 MAPK/ERK 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증 완료] ERK2 토끼 pAb                                                                           |
| 비고/별칭       | ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2 |
| 종           | 인간                                                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 5594                                                                                             |
| 유전자 ID      | 5594                                                                                             |
| 면역원         | 인간 ERK2 (NP_002736.3)의 아미노산 200-300 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드                                          |
| 기원          | 토끼                                                                                               |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                                           |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                                                      |
| SWISS       | P28482                                                                                           |
| 단백질 분자량     | 41kDa                                                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                                                             |