

[Ko 검증] 웨스턴 블롯(Wb), 면역형광(If/Icc), Elisa용 지방산 합성효소(Fasn) Rabbit Polymab® - P49327

품목 번호: CM0006489



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF/ICC), ELISA용 고품질 [KO 검증] 지방산 합성효소(FASN) Rabbit PolymAb®. 인간, 마우스, 랫트에서 검증됨. 지방산 대사 연구 및 SARS-CoV-2 복제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] 지방산 합성효소(FASN) Rabbit PolymAb®
비고/별칭	FAS; OA-519; SDR27X1
종	인간
유전자 ID (인간)	2194
유전자 ID	2194
면역원	인간 지방산 합성효소(FASN) (NP_004095.4)의 아미노산 2212-2511에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P49327
단백질 분자량	273kDa
배송	아이스백