


[Ko 검증] Gbp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P32456

품목 번호: CM0023524



소개

KO로 검증된, 인간 GBP2에 대한 고품질 토끼 폴리클로날항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합. 67kDa 인터페론 유도성 GTPase(P32456)를 타겟으로 하는 선천면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] GBP2 Rabbit pAb
비고/별칭	GBP2; P2
종	인간
GeneID (인간)	2634
GeneID	2634
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32456
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백