

Ko 검증된 Hif1An/Fih1 토끼 Mab (Wb, Elisa용) - Q9Nwt6

품목 번호: CM0010962



소개

인간 HIF1AN/FIH1 (Q9NWT6)에 대한 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 저산소 신호 전달, 산소 감지 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] HIF1AN/FIH1 토끼 mAb
비고/별칭	FIH1; H1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55662
GeneID	55662
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 HIF1AN/FIH1 (Q9NWT6)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NWT6
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)