

[Ko 검증됨] Wb, If/Icc, Elisa용 Hnrnpf 토끼 Pab - P52597

품목 번호: CM0026907



소개

HNRNPF를 타겟으로 하고 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 적합한 KO 검증 토끼 다클로날 항체입니다. 대체 스플라이싱 및 전구체 mRNA(pre-mRNA) 처리의 주요 조절 인자인 인간 및 마우스 HNRNPF와 반응합니다. 유전자 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] HNRNPF 토끼 pAb
비고/별칭	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; PF
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3185
GeneID	3185
면역원(Immunogen)	인간 HNRNPF (NP_001091678.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P52597
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)