

[한국어 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Ifitm3 토끼 다클론 항체 - Q01628

품목 번호: CM0013881

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 IFITM3(SWISS: Q01628) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 항바이러스 선천성 면역 및 인터페론 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[한국어 검증 완료] IFITM3 토끼 pAb
비고/별칭	1-8U; IP15; DSPA2b; M3
종	인간
유전자 ID(인간)	10410
면역원	인간 IFITM3(NP_066362.2)의 아미노산 1-133번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q01628
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩