

[Ko 검증됨] Integrin Alpha 2 (Itga2/Cd49B) 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P17301

품목 번호: CM0031011



소개

KO 검증된 인간 Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b) 표적 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증됨. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 세포 부착, 콜라겐 수용체 및 바이러스 침투 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b) 토끼 pAb
비고/별칭	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3673
GeneID	3673
면역원	합성 펩타이드: 인간 Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b) (NP_002194.2)의 아미노산 30-162 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클론 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P17301
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)