


[Ko 검증됨] Integrin Alpha 2 (Itga2/Cd49B) Rabbit Mab - P17301

품목 번호: CM0003173



소개

인간 Integrin alpha-2 (ITGA2/CD49b)에 대한 KO 검증된 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 콜라겐 수용체 및 바이러스 침입 연구를 위한 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b) Rabbit mAb
비고/별칭	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
종	인간
GeneID (인간)	3673
GeneID	3673
면역원	인간 Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b) (P17301)의 아미노산 1082-1181 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17301
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백