

[Ko 검증 완료] Irf3 토끼 단일클론 항체 - Q14653

품목 번호: CM0008103



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 인간 IRF3용 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 선천면역 신호전달 및 I형 인터페론 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] IRF3 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	IIAE7
종	인간
유전자 ID (인간)	3661
유전자 ID	3661
면역원	인간 IRF3의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001184051.1)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14653
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩