

[Ko 검증됨] Jak2 Rabbit Mab For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60674

품목 번호: CM0008477



소개

KO 검증된 인간 JAK2 (131 kDa)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 사이토카인 및 JAK/STAT 신호 전달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] JAK2 Rabbit mAb
비고/별칭	JTK10
종	인간
유전자 ID (인간)	3717
유전자 ID	3717
면역원	인간 JAK2 (NP_004963.1)의 아미노산 933-1132에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60674
단백질 무게	131 KDa
배송	아이스백