

[Ko 검증 완료] Lamp2 토끼 다클론성 항체 Polymab® - P13473

품목 번호: CM0005639



소개

인간 LAMP2에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, KO 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스, 래트 LAMP2를 인식하며 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 자가포식 및 리소좀 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] LAMP2 토끼 PolymAb®
비고/별칭	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
종	인간
유전자 ID (인간)	3920
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13473
단백질 분자량	44 kDa/45 kDa
배송 방식	아이스 팩