


[Ko 검증] Ndrgr1 토끼 Pab (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q92597

품목 번호: CM0018779



소개

KO 검증된 NDRG1 토끼 다클로날 항체(WB, IF/ICC, ELISA용). 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 스트레스 반응, 종양 억제 및 신경 미유지에 관여합니다. 암 및 신경병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] NDRG1 토끼 pAb
비고/별칭	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, G1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10397
GeneID	10397
면역원(Immunogen)	인간 NDRG1 (NP_001128714.1)의 아미노산 175-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92597
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)