


[Ko 검증 완료] Wb, Ip, Elisa, Chip용 Nrf2 토끼 단일클론 항체 - Q16236

품목 번호: CM0009641



소개

WB, IP, ELISA, ChIP에 적합한 고품질 [KO 검증 완료] NRF2 토끼 단일클론 항체입니다. 주요 산화 스트레스 전사인자인 인간 NRF2(68kDa)에 특이적으로 반응하며, 세포보호, 면역 반응 및 바이러스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] NRF2 토끼 mAb
비고/별칭	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; F2
종	인간
유전자 ID (인간)	4780
유전자 ID	4780
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간
SWISS	Q16236
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스 팩