


[Ko 검증됨] Nrf2 토끼 단일클론 항체 - Q16236

품목 번호: CM0006626



소개

인간 NRF2 (Q16236)를 타겟으로 하는 KO 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블랏(Western blot), ChIP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 산화 스트레스 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] NRF2 토끼 mAb
비고/별칭	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4780
GeneID	4780
면역원(Immunogen)	인간 NRF2 (NP_006155.2)의 아미노산 243-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ChIP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q16236
단백질 크기(Protein Weight)	68kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)