


[Ko 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 P53 토끼 다클론 항체(Pab) - P04637

품목 번호: CM0017632



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증된 KO 검증 완료 p53 토끼 다클론 항체(pAb). 인간, 마우스 및 랫드 p53과 반응합니다. 종양 억제 단백질 p53을 표적으로 하며, 세포사멸 및 세포주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] p53 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
종	인간
GeneID (인간)	7157
GeneID	7157
면역원	재조합 단백질 인간 p53(NP_000537.3)의 아미노산 1-393에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩