


[Ko 검증됨] Ppp1Cc Rabbit Pab - P36873

품목 번호: CM0025194



소개

인간 PPP1CC (PP1-감마 촉매 소단위)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 PPP1CC (37 kDa)를 인식합니다. 세포 분열, 글리코젠 대사 및 MAPK 신호 전달에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] PPP1CC Rabbit pAb
비고/별칭	PP1C; PP-1G; PPP1G; CC
종	인간
유전자 ID (인간)	5501
유전자 ID	5501
면역원	인간 PPP1CC (NP_002701.1)의 아미노산 1-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P36873
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩