


[Ko 검증됨] Rag2 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P55895

품목 번호: CM0025672



소개

KO 검증된 RAG2 토끼 폴리클론항체로 WB 및 ELISA에 사용되며, Human 및 Mouse에서 검증되었습니다. 59kDa의 V(D)J 재조합 활성화 단백질 2를 표적으로 하며, 면역 수용체 다양성에 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] RAG2 Rabbit pAb
비고/별칭	RAG-2; G2
종	Human
GeneID (Human)	5897
GeneID	5897
면역원	재조합 단백질 Human RAG2 (NP_000527.2)의 아미노산 351-527에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P55895
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 배그