

[Ko 검증 완료] Smarcc1/Baf155 Rabbit Pab For Wb, Ip, Elisa - Q92922

품목 번호: CM0029981



소개

SMARCC1/BAF155에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 및 신경 발달에 관여하는 SWI/SNF 크로마틴 리모델링 복합체 서브유닛인 인간 SMARCC1(~123kDa)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] SMARCC1/BAF155 Rabbit pAb
비고/별칭	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACCI; 55
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6599
GeneID	6599
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q92922
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백