


[Ko 검증 완료] Stat5B 토끼 다클론 항체, Wb · Ihc-P · If/Icc · Ip · Elisa 적용가능 - P51692

품목 번호: CM0019352



소개

인간 STAT5B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학염색, 면역형광염색, 면역침전, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] STAT5B 토끼 pAb
비고 / 별칭	STAT5; GHISID2; 5B
종	인간
유전자 ID (인간)	6777
유전자 ID	6777
면역원	인간 STAT5B (NP_036580.2)의 아미노산 586-787번 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51692
단백질 분자량	90kDa
배송 방식	아이스팩 포장