

[Ko 검증됨] Wb, Elisa용 Ttl12 토끼 다클론 항체 - Q14166

품목 번호: CM0020911

소개

WB 및 ELISA용 KO 검증 TTLL12 토끼 다클론 항체로, 사람, 생쥐 및 랫드의 TTLL12(74kDa)를 검출합니다. 튜블린 변형, 유사분열, 염색체 안정성 및 선천면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] TTLL12 토끼 다클론 항체
비고/별칭	dJ526I14.2; 12
종	사람
유전자 ID (사람)	23170
유전자 ID	23170
면역원	제조합 단백질 사람 TTLL12(NP_055955.1)의 아미노산 485-644에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	Q14166
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스팩