

[Ko 검증됨] Txlna Rabbit Pab - P40222

품목 번호: CM0021400

소개

WB 및 ELISA용 인간 알파-텍실린(TXLNA)을 표적하는 토끼 폴리클론항체. 아미노산 1-160에 대한 재조합 단백질 면역원. 녹아웃 모델에서 검증됨. 소포 이동 및 엑소사이토시스 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] TXLNA Rabbit pAb
비고/별칭	IL14; TXLN; NA
종	인간
GeneID (인간)	200081
GeneID	200081
면역원	재조합 단백질 인간 TXLNA (NP_787048.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P40222
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백