

[Ko 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 Ube2C 토끼 다클론 항체 - O00762

품목 번호: CM0023787



소개

인간 UBE2C(UbcH10)에 대한 토끼 다클론 항체로, 녹아웃 연구에서 검증되었습니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. UBE2C는 유비퀴틴화를 촉매하며 유사분열 동안 APC/C 매개 분해를 촉진합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] UBE2C 토끼 pAb
비고/별칭	UBCH10; dJ447F3.2; 2C
종	인간
GeneID (인간)	11065
GeneID	11065
면역원	재조합 단백질 인간 UBE2C(NP_008950.1)의 아미노산 1-179번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00762
단백질 분자량	20kDa
배송 방법	아이스 팩