

[Ko 검증] B-Catenin Rabbit Mab For Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P35222

품목 번호: CM0003509



소개

Human β -Catenin (P35222)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IP, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 KO 검증되었습니다. Human, mouse, rat와 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] β -Catenin Rabbit mAb
비고/별칭	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; in
종	Human
GeneID	1499
면역원	합성 펩타이드 Human beta Catenin (P35222)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P35222
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백