

## Ko 검증 완료 Xiap 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P98170

품목 번호: CM0030934



### 소개

WB, ELISA용 KO 검증 완료 XIAP 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 XIAP를 검출합니다. XIAP는 세포사멸 억제제이자 E3 유비퀴틴 리가아제로, NF- $\kappa$ B 신호전달, 면역, 암을 조절합니다. 세포사멸 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증 완료] XIAP 토끼 pAb                                        |
| 비고/별칭       | API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP       |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 331                                                           |
| 유전자 ID      | 331                                                           |
| 면역원         | 인간 XIAP (NP_001158.2)의 아미노산 198-497에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS       | P98170                                                        |
| 단백질 분자량     | 57kDa                                                         |
| 배송 방식       | 아이스백                                                          |