

[Ko 검증 완료] Ythdf2 토끼 단일클론 항체 - Q9Y5A9

품목 번호: CM0006545



소개

mRNA 안정성을 조절하는 m6A 리더 단백질(62 kDa) YTHDF2에 대한 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB, IHC-P, IP, ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] YTHDF2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
종	사람
유전자 ID (사람)	51441
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5A9
단백질 분자량	62 kDa
배송	아이스팩