

Kpnb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14974

품목 번호: CM0025296



소개

KPNB1 토끼 폴리클로날 항체는 핵 수송 수용체의 핵심 구성 요소인 임포르틴 서브유닛 베타-1을 표적으로 합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KPNB1 Rabbit pAb
비고/별칭	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
종	인간
유전자 ID (인간)	3837
면역원	인간 KPNB1 (NP_002256.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14974
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백