

Wb, If/Icc, Elisa용 Kras 토끼 다클론 항체 - P01116

품목 번호: CM0018516



소개

웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 사용되는 고품질 KRAS 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드 KRAS를 검출합니다. Ras-MAPK 신호전달 및 암 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KRAS 토끼 pAb
비고/별칭	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; KRAS
종	사람
GeneID (사람)	3845
GeneID	3845
면역원	사람 KRAS(NP_203524.1)의 아미노산 30-189에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P01116
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩