

Wb, If/Icc, Elisa용 Kras+Hras+Nras 토끼 단일클론 항체 - P01111 / P01112 / P01116

품목 번호: CM0005168



소개

사람, 쥐, 랫드의 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Pan-Ras (KRAS, HRAS, NRAS) 토끼 단일클론 항체입니다. 보존된 N-말단을 표적하며 약 18kDa 밴드를 검출합니다. Ras-MAPK 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KRAS+HRAS+NRAS Rabbit mAb
비고/별칭	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; KRAS+HRAS+NRAS
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4893 / 3265 / 3845 (NRAS / HRAS / KRAS)
면역원	사람 NRAS (P01111)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P01111 / P01112 / P01116
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백 (Ice bag)