


Wb, Ip, Elisa용 L3Mbt13 토끼 단일클론 항체 - Q96Jm7

품목 번호: CM0003299



소개

Notch 신호 전달 및 단백질 분해에 관여하는 크로마틴 조절 인자인 인간 L3MBTL3 (MBT-1)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에서 WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	L3MBTL3 Rabbit mAb
비고/별칭	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	84456
면역원	인간 L3MBTL3 (NP_115814.1)의 아미노산 1-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	Q96JM7
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백