


젖산-히스톤 H3-K18 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431), Wb, Db, Elisa 용도

품목 번호: CM0000086



소개

인간 히스톤 H3의 락틸화 라이신 18을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, DB, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플을 검출하며 광범위한 반응성이 예측됩니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	젖산-히스톤 H3-K18 토끼 pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 젖산-히스톤 H3-K18
종	인간
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 K18 부위의 합성 락틸화 펩타이드 (NP_003520.1)
기원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백