


후생유전학 연구용 락틸화 히스톤 H3-K18 토끼 단일클론 항체 (Q16695/P68431)

품목 번호: CM0000080



소개

라이신 18 위치의 락틸화 히스톤 H3 (SWISS: Q16695/P68431)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 넓은 교차반응성(인간, 마우스, 래트)을 보입니다. 히스톤 락틸화 및 대사 유전자 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	젖산-히스톤 H3-K18 토끼 mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 젖산-히스톤 H3-K18
종	인간
GeneID	8290/8350
면역원	인간 젖산-히스톤 H3-K18 (NP_003520.1)의 K18 주변 합성 락틸화 펩타이드.
원천	토끼
범주	기타 변형 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백