


Lamin B1 Rabbit Mab For Wb, IHC-P - P20700

품목 번호: CM0002431



소개

Lamin B1 Rabbit 단일클론항체는 WB 및 IHC-P에 사용되며, 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 핵 라미나의 주요 구성 성분으로, 염색질 조직 및 라미노병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lamin B1 Rabbit mAb
비고/별칭	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26
종	인간
GeneID (인간)	4001
GeneID	4001
면역원	인간 Lamin B1 (P20700)의 아미노산 450-550에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용	WB, IHC-P
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20700
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩